

各種製品の違いと選び方

品名	実験目的
QuickAntibody-5w	診断用原料や抗体医薬などの高品質なモノクローナル抗体の調製
QuickAntibody-3w	1、科学研究目的の場合、3週間のアジュバントを使用できます。 2、マウスポリ抗体の調製 3、マウスポリクローナル抗体によるウイルス抗体中和実験
QuickAntibody-2w	1、マウスポリ抗体の調製 2、マウスポリクローナル抗体によるウイルス抗体中和実験 3、実験スケジュールはタイトです

QuickAntibodyとフロイントアジュバントの比較

比較する項目	QuickAntibody	フロイントアジュバント	お客様に利便性を提供する
乳化の必要性の有無	無	有、30分以上	乳化時間の30分以上を節約
方法	筋免疫	皮下多部位免疫または腹腔内免疫	免疫をより簡単に
免疫時間	2～5週間	8～10週間	3～5週間の貴重な時間を節約
免疫の回数	2回	3～4回	免疫の回数を減らす
抗原の構造	破壊しない	破壊されました	天然の立体構造エpitepに対する抗体の取得
毒性	無毒	毒性が高い	動物の死亡率を減らす動物福祉と一致する
抗原投与量	1～20μg/回	50～100μg/回	多くの抗原を節約する
自分で抗体を作るの有無	無	有	モノクローナル抗体陽性クローンの割合が高い

交叉種

マウス、ネズミ、ウサギ、モルモット、ヤギ、アルパカ、ニワトリ、サル、その他多くの種

交叉種	アジュバント	抗原の投与量	抗原の体積	アジュバントの体積
マウス	QuickAntibody-Mouse	5~40ug	50ul	50ul
ネズミ、モルモット	QuickAntibody-Mouse	20~50ug	70ul	70ul
ウサギ、ニワトリ	QuickAntibody-Rabbit	50~100ug	100ul	100ul
ヤギ、アルパカ	QuickAntibody-Rabbit	200~500ug	300~500ul	300~500ul
サル	QuickAntibody-Rabbit	200ug	200~300ul	200~300ul

品番	品名	1ml定価 (税抜)	30% OFF キャンペーン (税抜)
KX0210041	QuickAntibody-Mouse5W	50,000円	35,000円
KX0210042	QuickAntibody-Mouse3W	50,000円	35,000円
KX0210043	QuickAntibody-Mouse2W	50,000円	35,000円
KX0210045	QuickAntibody-Rabbit8W	50,000円	35,000円
KX0210044	Quick CTL T Cell Adjuvant	50,000円	35,000円


青葉商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目5番17号 三洋ビル57号室

<http://www.aobacorp.co.jp> Email:aoba@aobacorp.co.jp

取扱店